

Link do produktu: <https://beautycreative.pl/urzadzenie-slimming-roller-system-o-shape-ii-p-1606.html>



URZĄDZENIE SLIMMING ROLLER SYSTEM O-SHAPE II

Cena	29 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Urządzenie Slimming Roller System O-SHAPE II to nowość na rynku urządzeń zabiegowych HI – TECH. Łączy w sobie najbardziej wydajne i sprawdzone technologie, dając nam satysfakcję użytkowania.

O-SHAPE II to unikalne połączenie zalet i ogromnych możliwości trzech najbardziej popularnych w redukcji tkanki tłuszczowej technologii: podciśnienia, fal radiowych oraz podczerwieni. Teraz wszystkie te procedury efektywnie współpracują w jednym urządzeniu.

Urządzenie wyposażone jest w pompę próżniową, unikalne rolki stanowiące jednocześnie elektrody dwubiegunowych fal radiowych, które zostały skonstruowane i wyprodukowane w Szwajcarii.

Komputer kontroluje i w razie potrzeby modyfikuje parametry urządzenia na każdym etapie zabiegu, a intuicyjne sterowanie pracą O-SHAPE II odbywa się za pomocą kolorowego, 8-calowego, dotykowego kranu LCD.

MASAŻ ENDODERMICZNY:

O-SHAPE II generuje regulowane podciśnienie 0-100kPa. Poprzez wykorzystanie podciśnienia i zastosowanie głowicy z rolkami urządzenie efektywnie stymuluje funkcjonowanie układu limfatycznego. W procesie zabiegu podciśnienie zasysa skórę, a rolki umieszczone na głowicach relokują pokłady podściółki tłuszczowej, wyrównują strukturę skóry i wygładzają ją, jednocześnie poprawiając jej napięcie. W efekcie terapii masażem endotermicznym wyraźnie redukuje się cellulit i poprawia wygląd skóry. Poprzez usuwanie toksyn z organizmu oraz przez poprawę płynów międzykomórkowych drenaż limfatyczny także usprawnia funkcje metaboliczne organizmu, co w rezultacie prowadzi do trwałej redukcji masy ciała. W zależności od wybranego trybu pracy rolki masujące mogą obracać się nawet z prędkością 70 obrotów/minutę.

FALE RADIOWE:

O-SHAPE II emituje dwubiegunową falę radiową o częstotliwości 5MHz o mocy 30W, która może przenikać do podściółki tłuszczowej 0,5-1,5cm pod powierzchnią skóry. Lifting radiowy jest nieinwazyjną i niechirurgiczną metodą stymulacji odnowy włókien kolagenowych, a stosowany w terapii antycellulitowej i odchudzającej nie tylko skutecznie ujędrnia skórę, ale także efektywnie likwidują cellulit i redukują tkankę tłuszczową.

INFRA RED:

Na przyspieszenie emisji ciepła endogemicznego, tak korzystnego w terapii odchudzającej ma w urządzeniu O-SHAPE II wpływ dodatkowa funkcja podczerwieni. Długość światła InfraRed w tym aparacie to 700nm. Podczerwień wpływa na poziom ogrzania tkanki łącznej (na głębokość do 2mm) przyspieszając regenerację włókien kolagenu i elastyny. Dodatkowo funkcja ta poprawia krążenie krwi i limfy oraz przyspiesza metabolizm.

KAWITACJA 40K:

Urządzenie O-SHAPE II wykorzystuje technologię ultradźwiękowej kawitacji najnowszej generacji. Fale ultradźwiękowe, emitowane przez głowicę ultradźwiękową stymulują powstawanie bąbelczek powietrza wewnątrz podskórnej tkanki

tłuszczowej. W wyniku kumulacji bąbeczek powietrza i powtarzalności procesu, komórki tłuszczowe ulegają implozji, w efekcie przybierając płynną postać, w naturalny sposób, łatwo i bezpowrotnie wydalana z organizmu przez układ limfatyczny. W urządzeniu Kawitacja 40K używany jest najwyższej klasy zintegrowany przetwornik ultradźwiękowy, generujący bardzo stabilną, zupełnie bezdźwięczną i efektywną falę ultradźwiękową. Urządzenia wykorzystujące przetworniki najnowszej generacji charakteryzują się wyjątkową trwałością, precyzją działania i stosowane są w urządzeniach do najbardziej wymagających zastosowań profesjonalnych.

TERAPIA FOTONOWA:

Ten rodzaj terapii można nazwać fotoodmładzaniem, czy fotoregeneracją skóry, daje ono bowiem nowe możliwości terapii skóry w zależności od jej przypadłości. Do każdego problemu skórniego dobiera się inny kolor terapii fotonowej. Energia generowana w terapii fotonowej nie wytwarza ciepła, metoda jest nieinwazyjna a zabiegi są całkowicie bezbolesne, szybkie i łatwe w wykonaniu, a także bardzo przyjemne dla pacjentów. Zabieg fototerapii polega bowiem na wykorzystywaniu światła o niskiej częstotliwości, która pobudza aktywność biologiczną komórek. Energia elektryczna doprowadzona do urządzenia jest konwertowana w energię elektromagnetyczną i uwalniana pod postacią fotonów.

Kolory w terapii fotonowej

- czerwony: zmarszczki, skóra zwiotczała, redukcja tłuszczu
- zielony: wzmocnienie kapilarów naczyń krwionośnych, redukcja zaczerwienień, niwelowanie „pajęczków”, lifting skóry wokół oczu i poduszek pod oczami
- niebieski: trądzik, wysypka, zaburzenia w wydzielaniu serum, redukcja zaczerwienień
- żółty: skóra matowa, szara – poprawa cyrkulacji limfy i aktywacja komórek
- purpurowy: akceleracja regeneracji i poziomu odżywienia skóry
- turkusowy: redukcja nadmiernej wrażliwości skóry, niwelowanie „pajęczków”
- biały: wybielanie, rozjaśnianie piegów i zmian pigmentacyjnych

Dane techniczne:

Moc urządzenia 800W

Bezpieczniki 220 V 5A / 110 V 10A

Duża głowica z rolkami :

Ciśnienie próżni 0-100 KPA

Prędkość wałka 70 obr./min

Energia RF 30 W

Częstotliwość RF 5M

Długość fali światła podczerwonego 700nm

Średnia głowica z rolkami:

Podciśnienie 0-80KPA

Prędkość rolki 50RPM

Energia RF 30 W

Częstotliwość RF 5M

Długość fali światła podczerwonego 700nm

Mała głowica:

Podciśnienie 0-40KPA

Energia RF 15 W

Częstotliwość RF 5M

Obszar roboczy 18,5X6mm

Kawitacja 40K:

Częstotliwość kawitacji 35-40KHz